



NataVea

LA NATURE POUR LA VIE

L'ARGENT COLLOÏDAL

UN PUISSANT ANTIBACTÉRIEN



vibraforce
Biodynamisation

Bouchon doseur
très pratique

Formule
Biodynamisée



Flacon de 500ml avec 20 ppm d'argent

L'argent colloïdal constitue une condition où une particule microscopique solide est suspendue dans de l'eau ultra pure. Le terme « colloïdal » renvoie à un état naturel.

SON RÔLE

& SA FABRICATION



Que fait il ?

Il élimine plus de 650 espèces de microbes, virus, bactéries, parasites, moisissures, champignons et mycoplasmes, dont certains en quelques minutes.

Notre argent colloïdal est un allié parfait en tant qu'antimicrobien externe et puissant pour l'entretien et le nettoyage de fruits et légumes ainsi que des surfaces de travail et alimentaires contaminés et souillés régulièrement.

Il aide à régler de nombreux problèmes de peau en éliminant tous germes, toxines et bactéries : il contribue notamment à soulager les piqûres d'insectes.



Conception

Notre argent colloïdal français est élaboré par électrolyse, (méthode rigoureuse qui permet de créer des réactions chimiques grâce à une activation électrique) avec une eau biodynamisée au Vibraforce®.

Les atouts de l'argent colloïdal Vibraforce® :

- La qualité des électrodes 99,99% d'argent pur.
- La qualité des contenants neutres et sans bisphénols.
- Une concentration d'argent colloïdal de 20 ppm (parties par million).
- La qualité de l'eau de fabrication de l'argent colloïdal ultrapurifiée.

NataVéa Clarifie Cicatriciel
Electrolyse Anti-bactérien
Biodynamisé Purifie silver Apaise

LES CRITÈRES DE CHOIX

D'UN BON ARGENT COLLOÏDAL :



Une concentration extrêmement précise

La **taille des particules** est l'**indicateur le plus important** à regarder. D'ailleurs, si la concentration des particules est trop élevée, celles-ci ont tendance à s'agglomérer puis à précipiter. Nous avons un optimal de concentration à 20ppm.



La qualité des électrodes

La **qualité des électrodes** utilisées dans l'**eau pure** joue un rôle important dans l'élaboration de l'argent colloïdal.



La couleur du liquide

C'est l'**absence de couleur** qui constitue l'**indicateur réel de qualité** : les meilleurs produits sont quasi totalement incolores. Plus la concentration et/ou la taille des particules est élevée, plus la couleur de la solution va brunir.

L'importance de la taille des particules



La taille des particules est la **caractéristique qualitative essentielle** de l'argent colloïdal.

Pour fabriquer de l'argent colloïdal de qualité supérieure, il est incontournable d'utiliser une **eau pure de haute qualité** (*double ou triple distillation ou désionisation*).

Notre eau est la **plus pure possible et biodynamisée**, c'est à dire **chargée d'informations vibratoires**.

Notre argent ne contient **aucun métaux lourd ni dangereux** tels que le chrome, le nickel, le plomb.

Nous garantissons également la **qualité des contenants neutres** et l'**absence totale de bisphénol**. L'Argent NataVéa est donc d'une pureté absolue et son léger goût métallique est le gage de performances et efficacité.



Eau pure

100% naturel

Toute la famille

Vibraforce

Compresse

Fabrication Française

Problèmes de peau

Électrolytes

Argent Collaïdal

Bain de bouche

Les usages de l'argent à travers l'histoire

En Grèce, Hippocrate, le père de la médecine, lui attribua l'appellation « la fleur d'argent » pour indiquer que cette poudre d'argent était destinée à faciliter la cicatrisation des plaies.

Durant le Moyen Âge, en Europe, on plaçait une cuillère en argent dans la bouche des nourrissons afin de les protéger de la peste bubonique.

Depuis 1880, de nombreuses études confirment son pouvoir antibactérien, il est utilisé couramment, notamment pendant la guerre de 14-18, avant la découverte des antibiotiques.

L'action antibactérienne de l'argent, trouve aujourd'hui ses lettres de noblesse face au problème de la résistance bactérienne.

NataVea

04 74 60 72 72

04 74 60 74 74

adv@vibraforce.com

592 rue de la Liberté - ZI
01480 Jassans

www.natavea.com

vibraforce
Biodynamisation

CONSEILS

DE CONSERVATION

L'argent colloïdal est un produit qui possède une **durée de vie limitée dans le temps**. En effet, au bout de plusieurs années, les **particules d'argent perdent leur charge électrique**.

L'**exposition à la lumière** est un facteur de **dégradation rapide** de la solution.

Le choix de notre laboratoire s'est donc porté sur un flacon en PET packer foncé **permettant d'obtenir une conservation de deux ans sans en perdre l'efficacité et la biodisponibilité** apportées grâce au Vibraforce®.

Les garanties de notre argent colloïdal sont de 20 ppm pendant toute la vie du produit.

CONDITIONS

D'UTILISATION



Nous recommandons l'utilisation de notre argent colloïdal selon la législation en vigueur en **usage externe** pour tout besoin que requiert un **désinfectant puissant et antiseptique local** mais également un usage en **bain de bouche seul (qu'il conviendra de ne pas ingérer)**.

En cas de problème pulmonaire, il est préférable d'utiliser un nébuliseur pour faire une inhalation.



Convient à **toute la famille**.



L'argent colloïdal 20 ppm **convient au mode de vie Vegan**.



Il est de **qualité pharmacopée européenne**.